

# SVENSK STANDARD

## SS-EN 17251:2020

**Livsmedel – Bestämning av ochratoxin A i fläskkött och fläskkötsprodukter genom IAC-rening och HPLC-FLD**

**Foodstuffs – Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by IAC clean-up and HPLC-FLD**



**sis** Svenska  
Institutet för  
Standarder

Språk: engelska/English

Utgåva: 1

This preview is downloaded from [www.sis.se](http://www.sis.se). Buy the entire standard via <https://www.sis.se/std-80019332>

Den här standarden kan hjälpa dig att effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete. SIS har fler tjänster att erbjuda dig för att underlätta tillämpningen av standarder i din verksamhet.

#### **SIS Abonnemang**

Snabb och enkel åtkomst till gällande standard med SIS Abonnemang, en prenumerationstjänst genom vilken din organisation får tillgång till all världens standarder, senaste uppdateringarna och där hela din organisation kan ta del av innehållet i prenumerationen.

#### **Utbildning, event och publikationer**

Vi erbjuder även utbildningar, rådgivning och event kring våra mest sålda standarder och frågor kopplade till utveckling av standarder. Vi ger också ut handböcker som underlättar ditt arbete med att använda en specifik standard.

#### **Vill du delta i ett standardiseringsprojekt?**

Genom att delta som expert i någon av SIS 300 tekniska kommittéer inom CEN (europeisk standardisering) och/eller ISO (internationell standardisering) har du möjlighet att påverka standardiseringsarbetet i frågor som är viktiga för din organisation. Välkommen att kontakta SIS för att få veta mer!

#### **Kontakt**

Skriv till [kundservice@sis.se](mailto:kundservice@sis.se), besök [sis.se](https://www.sis.se) eller ring 08 - 555 523 10

---

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sverige. Upphovsrätten och användningen av denna produkt regleras i slutanvändarlicensen som återfinns på [sis.se/slutanvandarlicens](https://www.sis.se/slutanvandarlicens) och som du automatiskt blir bunden av när du använder produkten. För ordlista och förkortningar se [sis.se/ordlista](https://www.sis.se/ordlista).

© Copyright Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The copyright and use of this product is governed by the end-user licence agreement which you automatically will be bound to when using the product. You will find the licence at [sis.se/enduserlicenseagreement](https://www.sis.se/enduserlicenseagreement).

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av Svenska institutet för standarder, telefon 08 - 555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Standarden är framtagen av kommittén för Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på [www.sis.se](https://www.sis.se) - där hittar du mer information.

Europastandarden EN 17251:2020 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 17251:2020.

The European Standard EN 17251:2020 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official version of EN 17251:2020.



EUROPEAN STANDARD

EN 17251

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

January 2020

ICS 67.120.10

English Version

## Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by IAC clean-up and HPLC-FLD

Produits alimentaires - Dosage de l'ochratoxine A dans  
la viande de porc et les produits carnés issus du porc  
par chromatographie liquide à haute performance  
couplée à la détection par fluorescence (CLHP-DFL)

Lebensmittel - Bestimmung von Ochratoxin A in  
Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen mit  
Hochleistungsflüssigchromatographie und  
Fluoreszenzdetektion (HPLC-FLD)

This European Standard was approved by CEN on 6 October 2019.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

**SS-EN 17251:2020 (E)**

<b>Contents</b>		Page
<b>European foreword</b> .....		<b>3</b>
<b>Introduction</b> .....		<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Scope</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Normative references</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Terms and definitions</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Principle</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Reagents</b> .....	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Apparatus and equipment</b> .....	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Procedure</b> .....	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>HPLC-FLD analysis</b> .....	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Calculation</b> .....	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Precision</b> .....	<b>12</b>
<b>11</b>	<b>Test report</b> .....	<b>13</b>
<b>Annex A (informative) Typical chromatograms</b> .....		<b>14</b>
<b>Annex B (informative) Precision data</b> .....		<b>17</b>
<b>Bibliography</b> .....		<b>19</b>

## **European foreword**

This document (EN 17251:2020) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 275 “Food analysis - Horizontal methods”, the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2020, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2020.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

## SS-EN 17251:2020 (E)

### Introduction

Ochratoxins are a class of pentaketide molecules made up of dihydroisocoumarin linked to  $\beta$ -phenylalanine. Ochratoxin A (OTA) is mainly produced by *Aspergillus ochraceus*, *A. carbonarius* and *A. niger* in tropical regions and by *Penicillium verrucosum* in temperate climates. It is found in a variety of food products, especially cereals and their derivatives which are major contributors to exposure, but it is also found in coffee, wine, beer, dried fruits and spices. Ochratoxin A can also be detected in pork meat and pork based products.

**WARNING 1** — Suitable precaution and protection measures need to be taken when carrying out working steps with harmful chemicals. The latest version of the hazardous substances ordinance (EU) 1907/2006 [3] should be taken into account as well as appropriate national statements.

**WARNING 2** — The use of this document can involve hazardous materials, operations and equipment. This document does not purport to address all the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

**WARNING 3** — Ochratoxin A has been classified as substance of Group 2B by International Agency for Research on Cancer (IARC) meaning the existence of sufficient evidence of its renal carcinogenicity to animals and possibly to humans.



## 1 Scope

This document describes a procedure for the determination of ochratoxin A (OTA) in pork products specifically ham, pork-based products (canned chopped pork) and pork liver using high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD).

The method has been validated for ochratoxin A in naturally contaminated ham, pork based products (canned chopped pork) and pork liver containing 0,5 µg/kg to 11 µg/kg [4], [5], [6].

Laboratory experiences have shown that this method is also applicable to pâté and kidney [4].

## 2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN ISO 3696, *Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696)*

## 3 Terms and definitions

No terms and definitions are listed in this document.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <https://www.iso.org/obp>

## 4 Principle

Ochratoxin A is extracted by mixing a test portion with a mixture of methanol and aqueous sodium hydrogen carbonate solution. The extract is centrifuged, diluted with a mixture of phosphate buffered saline (PBS) and a polysorbate 20 solution, and applied to an immunoaffinity column containing antibodies specific to ochratoxin A.

The purified extract is analyzed by reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) coupled with fluorescence detection (FLD).

## 5 Reagents

Use only reagents of recognized analytical grade and water complying with grade 1 of EN ISO 3696, unless otherwise specified. Solutions shall be of quality for LC analysis, unless otherwise specified. Commercially available solutions with equivalent properties to those listed may also be used.

**5.1 Methanol (CH<sub>3</sub>OH)**, technical grade.

**5.2 Methanol (CH<sub>3</sub>OH)**, HPLC grade.

**5.3 Acetonitrile (CH<sub>3</sub>CN)**, HPLC grade.

**5.4 Glacial acetic acid**, volume fraction  $\varphi(\text{CH}_3\text{COOH})$  approximately 99 %.

**5.5 Toluene**, UV grade.

## SS-EN 17251:2020 (E)

### 5.6 Mixture of toluene and glacial acetic acid.

Mixture of toluene (5.5) and glacial acetic acid (5.4) (99+1, v+v).

**5.7 Sodium hydrogen carbonate (NaHCO<sub>3</sub>)**, minimum 99 % purity.

**5.8 Sodium chloride (NaCl)**, minimum 99 % purity.

**5.9 Disodium hydrogen phosphate (Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> · 12H<sub>2</sub>O)**, minimum 99 % purity.

**5.10 Potassium dihydrogen phosphate (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)**, minimum 99 % purity.

**5.11 Potassium chloride (KCl)**, minimum 99 % purity.

**5.12 Sodium hydroxide (NaOH)**, minimum 99 % purity.

**5.13 Hydrochloric acid (HCl)**,  $\varphi(\text{HCl}) = 37\%$  (acidimetric).

**5.14 Hydrochloric acid solution**, substance concentration  $c(\text{HCl}) = 0,1 \text{ mol/l}$ .

Dilute 8,28 ml of hydrochloric acid (5.13) to 1000 ml with water in a 1 l volumetric flask.

**5.15 Sodium hydroxide solution**,  $c(\text{NaOH}) = 0,2 \text{ mol/l}$ .

Dissolve 8,0 g sodium hydroxide (5.12) in a 1 l volumetric flask (6.11) and fill up to the mark with water.

**5.16 Acetic acid solution**, mass concentration  $\rho(\text{CH}_3\text{COOH}) = 20 \text{ g/l}$  (2 %).

Dilute 20 g of glacial acetic acid (5.4) to 1000 ml with water in a 1 l volumetric flask.

**5.17 Phosphate buffered saline (PBS)**, pH = 7,4.

Weigh 8,0 g of sodium chloride (5.8), 2,9 g of disodium hydrogen phosphate (5.9), 0,2 g of potassium dihydrogen phosphate (5.10) and 0,2 g of potassium chloride (5.11) and transfer into a 1 l volumetric flask (6.11). Dissolve in water and add 900 ml of water.

After dissolution adjust the pH to 7,4 with hydrochloric acid solution (5.14) or sodium hydroxide solution (5.15) as appropriate, then fill up to the mark with water.

Alternatively, a PBS solution with equivalent properties may be prepared from commercially available PBS material.

**5.18 Polysorbate 20, e.g. Tween®20<sup>1</sup>**, lauric acid  $\geq 40\%$ .

**5.19 0,01 % polysorbate solution in PBS**,  $\rho(\text{Tween}^{\text{®}}20) = 0,1 \text{ g/l}$  (0,01 %).

Weigh 100 mg of polysorbate 20 (5.18), transfer quantitatively into a 1 l volumetric flask (6.11) and fill up to the mark with PBS solution (5.17).

---

<sup>1</sup> Tween®20 is a trade name of a polysorbate 20-type nonionic surfactant available from various suppliers. This information is given for the convenience of users of this European standard and does not constitute an endorsement by CEN of this product. Equivalent products may be used if they can be shown to lead to the same results.

**5.20 Sodium hydrogen carbonate solution (NaHCO<sub>3</sub>),  $\rho(\text{NaHCO}_3) = 10,0 \text{ g/l}$  (1 %).**

Add 10 g of sodium hydrogen carbonate (5.7) into a 1 l volumetric flask (6.11) and fill up to the mark with water.

**5.21 Extraction solution.**

Mix methanol (5.1) and sodium hydrogen carbonate solution (5.20) (3+2, v+v).

**5.22 HPLC mobile phase.**

Mix methanol (5.2), acetonitrile (5.3) and acetic acid solution (5.16) (25+35+40, v+v+v).

**5.23 Injection solution.**

Mix methanol (5.2) and water (1+1, v+v).

**5.24 Immunoaffinity column (IAC).**

The immunoaffinity column (IAC) contains antibodies raised against ochratoxin A. The IAC shall have a capacity of not less than 100 ng of ochratoxin A and shall give a recovery of not less than 85 % when applied as a standard solution of ochratoxin A in a mixture of 3 volumes of methanol (5.1) and 17 volumes of PBS solution (5.17) containing 3 ng of ochratoxin A. Immunoaffinity columns shall be stored following the instructions of the producers and shall, if necessary, be allowed to equilibrate at room temperature before use.

**5.25 Ochratoxin A (OTA)**, e.g. crystalline or as a film, purity greater than 98 % mass fraction, or as certified standard solution.

**5.26 Ochratoxin A stock solution,  $\rho = 20 \text{ }\mu\text{g/ml}$ .**

Dissolve ochratoxin A in crystal form (5.25) or the content of 1 ampoule (if ochratoxin A has been obtained as a film) in mixture (5.6) to give a solution containing approximately 20  $\mu\text{g/ml}$  to 30  $\mu\text{g/ml}$  of ochratoxin A.

This step may be omitted when using the certified standard solution. The certified standard solution then serves as stock solution.

To determine the exact concentration, record the absorption curve between a wavelength of 300 nm and 370 nm in 5 nm steps in 1 cm quartz cells with an UV spectrometer (6.13) and mixture (5.6) as reference.

Identify the wavelength for maximum absorption and calculate the mass concentration of ochratoxin A,  $\rho$ , in  $\mu\text{g/ml}$ , according to Formula (1):

$$\rho = \frac{A_{\max} \times M \times 100}{\delta \times \varepsilon} \quad (1)$$

where

- $A_{\max}$  is the maximum absorbance value determined from the absorption curve (here: 333 nm);
- $M$  is the molar mass of ochratoxin A, in g/mol ( $M = 403,8 \text{ g/mol}$ );
- $\delta$  is the path length of the quartz cell, in cm;
- $\varepsilon$  is the molar absorption coefficient of ochratoxin A in mixture (5.6), in  $\text{m}^2/\text{mol}$  (here:  $544 \text{ m}^2/\text{mol}$ ).