

# SVENSK STANDARD

## SS-EN 15550:2017

Fastställt/Approved: 2017-09-28  
Publicerad/Published: 2017-09-28  
Utgåva/Edition: 2  
Språk/Language: engelska/English  
ICS: 65.120

---

**Djurfoder – Metoder för provtagning och analys – Bestämning av kadmium och bly genom grafitugns atomabsorptionsspektrometri (GF-AAS) efter uppslutning under tryck**

**Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis – Determination of cadmium and lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion**



# Standarder får världen att fungera

*SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.*

## Delta och påverka

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om utvecklingen inom din bransch.

## Ta del av det färdiga arbetet

Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga. Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.

## Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete

Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.

**Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är du välkommen in på [www.sis.se](http://www.sis.se) eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.**



# Standards make the world go round

*SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society. They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your organisation.*

## Take part and have influence

As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity to influence future standards and gain access to early stage information about developments within your field.

## Get to know the finished work

We offer our customers everything in connection with standards and their application. You can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards, technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge. We sell them.

## Increase understanding and improve perception

With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability in their organisations.

**If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your organisation, please visit [www.sis.se](http://www.sis.se) or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00**



Europastandarden EN 15550:2017 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 15550:2017.

Denna standard ersätter SS-EN 15550:2007, utgåva 1.

The European Standard EN 15550:2017 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official version of EN 15550:2017.

This standard supersedes the Swedish Standard SS-EN 15550:2007, edition 1.

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.

© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.

*Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.*

*Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards.*

Denna standard är framtagen av kommittén för Livsmedel och foder, SIS/TK 435.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på [www.sis.se](http://www.sis.se) - där hittar du mer information.



EUROPEAN STANDARD

EN 15550

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

August 2017

ICS 65.120

Supersedes EN 15550:2007

English Version

**Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis -  
Determination of cadmium and lead by graphite furnace  
atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure  
digestion**

Aliments des animaux - Méthodes d'échantillonnage et  
d'analyse - Dosage du cadmium et du plomb par  
spectrométrie d'absorption atomique à l'aide d'un four  
graphite après minéralisation sous pression

Futtermittel - Probenahme und  
Untersuchungsverfahren - Bestimmung von Cadmium  
und Blei mittels Graphitrohrofen-  
Atomabsorptionsspektrometrie (GF-AAS) nach  
Druckaufschluss

This European Standard was approved by CEN on 6 February 2017.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

<b>Contents</b>	<b>Page</b>
European foreword.....	3
<b>1 Scope.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Normative references.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Terms and definitions .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Principle .....</b>	<b>5</b>
<b>5 Reagents .....</b>	<b>5</b>
<b>6 Apparatus.....</b>	<b>6</b>
<b>7 Sampling.....</b>	<b>7</b>
<b>8 Preparation of the test sample.....</b>	<b>7</b>
<b>8.1 General.....</b>	<b>7</b>
<b>8.2 Animal feeding stuffs which can be ground as such .....</b>	<b>7</b>
<b>8.3 Liquid animal feeding stuffs.....</b>	<b>8</b>
<b>8.3.1 General.....</b>	<b>8</b>
<b>8.3.2 Pre-drying.....</b>	<b>8</b>
<b>8.3.3 Freeze-drying .....</b>	<b>8</b>
<b>8.4 Mineral matrices .....</b>	<b>8</b>
<b>9 Procedure.....</b>	<b>8</b>
<b>9.1 Digestion .....</b>	<b>8</b>
<b>9.1.1 General.....</b>	<b>8</b>
<b>9.1.2 Pressure digestion .....</b>	<b>8</b>
<b>9.2 Extractable lead in minerals and feeds containing phyllosilicates (e.g. kaolinite clay) - extraction with diluted nitric acid .....</b>	<b>9</b>
<b>9.3 Calibration.....</b>	<b>9</b>
<b>9.4 Determination.....</b>	<b>9</b>
<b>9.4.1 General.....</b>	<b>9</b>
<b>9.4.2 Determination by AAS graphite furnace - atomic absorption spectrometry.....</b>	<b>9</b>
<b>10 Calculation and expression of the result .....</b>	<b>10</b>
<b>11 Precision.....</b>	<b>10</b>
<b>11.1 Inter-laboratory test.....</b>	<b>10</b>
<b>11.2 Repeatability.....</b>	<b>10</b>
<b>11.3 Reproducibility.....</b>	<b>10</b>
<b>12 Test report.....</b>	<b>12</b>
<b>Annex A (informative) Results of the inter-laboratory tests.....</b>	<b>13</b>
<b>Annex B (informative) Notes on the detection technique, interferences and quantification, and pressure digestion.....</b>	<b>16</b>
<b>Bibliography.....</b>	<b>18</b>

## European foreword

This document (EN 15550:2017) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 327 “Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis”, the secretariat of which is held by NEN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by February 2018, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by February 2018.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 15550:2007.

**WARNING** — The method described in this standard implies the use of reagents that pose a hazard to health. The standard does not claim to address all associated safety problems. It is the responsibility of the user of this standard to take appropriate measures for the health and safety protection of the personnel prior to use of the standard and to ensure that regulatory and legal requirements are complied with.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

**SS-EN 15550:2017 (E)****1 Scope**

This European Standard specifies a method for the determination of the elements cadmium and lead in animal feeding stuffs by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion.

The method was successfully tested in the range of 0,015 mg/kg to 5,65 mg/kg for Cd and 0,18 mg/kg to 40,3 mg/kg for lead in 11 animal feeds: 2 complete feeds (pig feed, sheep feed), 2 complementary feeds (2 mineral feeds), 1 mineral premixture, 4 feed materials (MgO, 2 phosphates, CaCO<sub>3</sub>) and 2 feed additives (CuSO<sub>4</sub>, bentonite).

For the determination of extractable lead in minerals and feeds, containing phyllosilicates (e.g. kaolinite clay) wet digestion with diluted nitric acid should be used.

The method limit of quantification for each element is dependent on the sample matrix as well as the instrument. For cadmium a limit of quantification of 0,05 mg/kg should normally be obtained while for lead, a limit of quantification of 0,5 mg/kg should be obtained.

**2 Normative references**

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN ISO 3696, *Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696)*

EN ISO 6498, *Animal feeding stuffs - Guidelines for sample preparation (ISO 6498)*

**3 Terms and definitions**

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

**3.1****limit of detection (LOD)**

concentration (mass fraction) derived from the smallest measure that can be detected with reasonable certainty for a given analytical procedure

Note 1 to entry:  $x_{LOD}$  denotes the limit of detection expressed as concentration (mass fraction).

[SOURCE: ISO 11843-1, see [1]]

Note 2 to entry: For analytical systems where the validation range does not include or approach it, the detection limit does not need to be part of a validation.

[SOURCE: IUPAC 2002, see [2]]

Note 3 to entry: The various conceptual approaches to the subject depend on the estimate of precision at or near zero concentration (mass fraction) under repeatability or reproducibility conditions.



### 3.2 limit of quantification (LOQ)

lowest concentration (mass fraction) determined with satisfactory measurement uncertainty

Note 1 to entry:  $x_{LOQ}$  denotes the limit of quantification expressed as concentration (mass fraction)

[SOURCE: ISO 11843-1, see [1]]

Note 2 to entry: It is useful to state a concentration (mass fraction) below which the analytical method cannot operate with an acceptable precision. Such precision is arbitrarily defined as relative standard deviation of 10 %.

Note 3 to entry: Usually the limit is set as a fixed multiple (e.g. 3.3) of the detection limit.

Note 4 to entry: Measurements below LOQ are not devoid of information content and are fit for purpose.

[SOURCE: IUPAC 2002, see [2]]

### 3.3 feed additives

substances that comply with the definition of feed additives given in the Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition [3]

### 3.4 animal feeding stuffs

substances that comply with the definition of animal feeding stuffs given in the Regulation (EC) No 178/2002 [4]

## 4 Principle

For the determination of the elements cadmium and lead, a test portion of the sample is digested under pressure.

The concentration of the elements is determined by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) using external calibration.

The method detection limit for each element is dependent on the sample matrix as well as the instrument, the type of atomizer and the use of chemical modifiers. A typical sample volume of 10  $\mu\text{l}$  to 20  $\mu\text{l}$  is used.

## 5 Reagents

Use only reagents of recognized analytical grade, and water conforming to grade 2 of EN ISO 3696.

WARNING — Use of this European Standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

**5.1 Nitric acid, concentrated**, not less than 65 % (mass fraction),  $c(\text{HNO}_3) = 14,4 \text{ mol/l}$ , having a density of approximately  $\rho(\text{HNO}_3) = 1,42 \text{ g/ml}$ .

**5.2 Hydrogen peroxide**, mass fraction not less than 30 %.

## SS-EN 15550:2017 (E)

### 5.3 Element stock solutions

Cd, Pb

$c = 1\ 000\ \text{mg/l}$

The user should choose a suitable stock solution. Both single-element stock solutions and multi-element stock solutions with adequate specifications stating the acid used and the preparation technique are commercially available. It is advisable to use certified stock solutions.

Stock solutions should not be used after expiration dates.

Element stock solutions with concentrations different from 1 000 mg/l may also be used.

### 5.4 Calibration solutions

Prepare a range of standards including a blank calibration solution, which covers the linear range of the element to be determined by diluting the element stock solutions (5.3). Appropriate matrix matching of the calibration solutions shall be performed (see Annex B), e.g. adjust the acid concentration of the standards to the acid concentration of the samples. Dilute to volume with water.

### 5.5 Matrix modifier (e.g. Palladium nitrate/magnesium nitrate modifier)

$\text{Pd}(\text{NO}_3)_2$  solution (Pd-nitrate solution) is commercially available (mass concentration 10 g/l). Dissolve 0,259 g of  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  (Mg-nitrate solution) in 100 ml of water. Mix the Pd-nitrate solution with twice as much Mg-nitrate solution. Ten  $\mu\text{l}$  of the mixed solution is equal to 15  $\mu\text{g}$  Pd and 10  $\mu\text{g}$   $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ . It is advisable to use this solution for not longer than one week.

NOTE The combination of Pd and  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$  is regarded as a “universal” modifier that is used for many elements. Other possible matrix modifiers are e.g. palladium nitrate modifier and ammonium dihydrogen phosphate modifier.

**5.6 Purge and protective gas, Argon, Ar** purity not less than 99,99 % by volume.

## 6 Apparatus

The usual laboratory apparatus and, in particular, the following should be used:

### 6.1 Laboratory Grinder

**6.1.1 laboratory grinder** that is equipped so that samples cannot be contaminated

**6.1.2 laboratory grinder** capable of grinding to a particle size of less than or equal to 0,5 mm, e.g. a knife mill or equivalent

**6.1.3 laboratory grinder** capable of grinding to a particle size of less than 0,5 mm or less than 0,1 mm for mineral matrices, e.g. a ball mill or equivalent

**6.1.4 mortar with pestle**, free of contamination

**6.2 Analytical balance**, capable of weighing with an accuracy of 1 mg

**6.3 Pressure digestion apparatus**, commercially available

The apparatus shall be tested for safety pressure vessels made of acid-resistant materials and having holders for the sample of acid-resistant material with a low level of contamination. Apparatus are available that uses a high-pressure incinerator with or without ambient autoclave pressure.

Instead of polytetrafluoroethylene (PTFE) holders, it is better to use graduated quartz holders, perfluoro ethylene propylene (FEP) holders or perfluoroalkoxy (PFA) holders. Quartz is advisable to be used for decomposition temperatures above 230 °C.

**6.4 Graphite furnace atomic absorption spectrometer**, with background correction, e.g. Zeeman, supplied with auto sampler, an appropriate gas (5.6) supply and hollow cathode lamps or EDL-lamps for lead and cadmium

NOTE It is necessary to place an exhaust venting system over the furnace to remove any smoke and vapours that might be harmful.

**6.5 Graphite tubes**, pyrolytically coated and preferably with platforms

**6.6 Freeze drying equipment**, capable of freeze-drying liquid animal feeding stuffs

**6.7 Oven for pre-drying**, capable to hold a temperature of  $(70 \pm 5)$  °C

**6.8 One mark volumetric flasks**, of capacities 100, 1 000 ml

**6.9 Breaker**, of capacity 250 ml

**6.10 Electric hot plate**, with temperature control

## 7 Sampling

Sampling is not part of the method specified in this document. A recommended sampling method is given in EN ISO 6497 [5].

NOTE It is important that the laboratory receives a sample that is truly representative and has not been damaged or changed during transport or storage.

## 8 Preparation of the test sample

### 8.1 General

Prepare the test sample in accordance with EN ISO 6498.

- Grinding must be done in conditions such that the substance is not appreciably heated.
- Operation is to be repeated as many times as is necessary and it must be effected as quickly as possible in order to prevent any gain or loss of constituents (water).
- Whole ground product is placed in a flask made of e.g. polypropylene, which can be stoppered and stored in such way to prevent any change in composition.
- Before any weighing is carried out for the analysis, the whole test sample must be thoroughly mixed for reasons of homogeneity.

### 8.2 Animal feeding stuffs which can be ground as such

Grind the laboratory sample (usually 500 g), using a grinder (6.1.2) or mortar (6.1.4), until a particle size of 0,5 mm or less has been reached.