

SVENSK STANDARD

SS-EN 14526:2017

Fastställt/Approved: 2017-11-23
Publicerad/Published: 2017-11-24
Utgåva/Edition: 2
Språk/Language: engelska/English
ICS: 67.120.30

**Livsmedel – Bestämning av saxitoxiner i skaldjur –
Vätskekromatografisk metod med derivatisering före kolonn
med hjälp av peroxid eller perjodatoxidering**

**Foodstuffs – Determination of saxitoxin-group toxins in shellfish
– HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or
periodate oxidation**



Standarder får världen att fungera

SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.

Delta och påverka

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om utvecklingen inom din bransch.

Ta del av det färdiga arbetet

Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga. Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.

Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete

Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.

Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.



Standards make the world go round

SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society. They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your organisation.

Take part and have influence

As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity to influence future standards and gain access to early stage information about developments within your field.

Get to know the finished work

We offer our customers everything in connection with standards and their application. You can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards, technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge. We sell them.

Increase understanding and improve perception

With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability in their organisations.

If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00



Europastandarden EN 14526:2017 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 14526:2017.

Denna standard ersätter SS-EN 14526:2005, utgåva 1.

The European Standard EN 14526:2017 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official version of EN 14526:2017.

This standard supersedes the Swedish Standard SS-EN 14526:2005, edition 1.

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.

© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.

Uppllysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna uppllysningar om svensk och utländsk standard.

Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards.

Denna standard är framtagen av kommittén för Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

EUROPEAN STANDARD

EN 14526

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

January 2017

ICS 67.120.30

Supersedes EN 14526:2004

English Version

Foodstuffs - Determination of saxitoxin-group toxins in shellfish - HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or periodate oxidation

Produits alimentaires - Détermination de la teneur en toxines du groupe de la saxitoxine dans les coquillages
- Méthode par CLHP avec dérivation pré-colonne et par oxydation au peroxyde ou au periodate

Lebensmittel - Bestimmung von Toxinen der Saxitoxingruppe in Schalentieren - HPLC-Verfahren mit Vorsäulenderivatisierung und Peroxid- oder Periodatoxidation

This European Standard was approved by CEN on 7 November 2016.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

| Contents | Page |
|--|-------------|
| European foreword..... | 3 |
| Introduction | 4 |
| 1 Scope..... | 5 |
| 2 Normative references..... | 6 |
| 3 Principle | 6 |
| 4 Reagents | 9 |
| 5 Apparatus..... | 12 |
| 6 Procedure..... | 14 |
| 7 HPLC determination..... | 18 |
| 8 Calibration curve..... | 20 |
| 9 Identification | 20 |
| 10 Calculation..... | 20 |
| 11 Precision..... | 35 |
| 12 Test report..... | 35 |
| Annex A (informative) Precision data | 36 |
| Bibliography..... | 64 |

European foreword

This document (EN 14526:2017) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 275 “Food analysis - Horizontal methods”, the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2017, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2017.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 14526:2004.

EN 14526:2017 includes the following significant technical changes with respect to EN 14526:2004:

- the applicability is greater as more samples were tested in interlaboratory studies;
- the extraction procedure in 6.2 has been revised;
- the chromatographic conditions in Clause 7 have been revised;
- guidelines for calculation in presence of several toxins were introduced;
- the method has been additionally validated in several interlaboratory studies, and the precision data in Annex A have been revised.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

SS-EN 14526:2017 (E)**Introduction**

Paralytic shellfish poisoning (PSP) toxins are derivatives of saxitoxin. These toxins have been detected in filter-feeding bivalve molluscs in various parts of the world. Paralytic shellfish poisoning is characterized by symptoms varying from slight tingling sensation or numbness around the lips to fatal respiratory paralysis. This document describes an analytical method for the quantification of these PSP toxins by extraction from shellfish tissue followed by several clean-up steps and a separation by high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection (FLD).

WARNING — The use of this standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to take appropriate measures to ensure the safety and health of personnel prior to application of the standard, and fulfil statutory and regulatory requirements for this purpose.

1 Scope

This European standard specifies a method [1] for the quantitative determination of saxitoxin (STX), decarbamoyl saxitoxin (dcSTX), neosaxitoxin (NEO), decarbamoyl neosaxitoxin (dcNEO), gonyautoxin 1 and 4 (GTX1,4; sum of isomers), gonyautoxin 2 and 3 (GTX2,3; sum of isomers), gonyautoxin 5 (GTX5 also called B1), gonyautoxin 6 (GTX6 also called B2), decarbamoyl gonyautoxin 2 and 3 (dcGTX2,3; sum of isomers), N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 1 and 2 (C1,2; sum of isomers) and (depending on the availability of certified reference materials (CRMs)) N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 3 and 4 (C3,4; sum of isomers) in (raw) mussels, oysters, scallops and clams. Laboratory experience has shown that it is also be applicable in other shellfish [2], [3] and cooked shellfish products. The method described was validated in an interlaboratory study [4], [5] and was also verified in a EURL-performance test aiming the total toxicity of the samples [6]. Toxins which were not available in the first interlaboratory study [4], [5] as dcGTX2,3 and dcNEO were validated in two additional interlaboratory studies [7], [8]. The lowest validated levels [4], [5], [8], are given in µg toxin (free base)/kg shellfish tissue and also as µmol/kg shellfish tissue and are listed in Table 1.

Table 1 — Lowest validated levels

| Toxin | | µg/kg | µmol/kg |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| saxitoxin (STX) [5] | | 22 ^c | 0,07 ^c |
| gonyautoxin 2,3 (GTX2,3) [5] | | 114 ^b | 0,29 ^b |
| gonyautoxin 5 (GTX5, B1) [5] | | 27 ^c | 0,07 ^c |
| dc-saxitoxin (dcSTX) [5] | | 8 ^c | 0,03 ^c |
| neosaxitoxin (NEO) [5] | | 33 ^c | 0,10 ^c |
| gonyautoxin 1,4 (GTX1,4) [5] | | 61,4 ^c | 0,15 ^c |
| N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 1,2 (C1,2) [5] | | 93 ^c | 0,20 ^c |
| N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 3,4 (C3,4) [5] | | 725 ^b | 1,48 ^b |
| gonyautoxin 6 (GTX6, B2) | Direct [4] | 30 | 0,08 |
| | Indirect [9] | 834 ^b | 2,11 ^b |
| dc-gonyautoxin 2,3 (dcGTX2,3) [8] | | 271 ^a | 0,77 ^a |
| dc-neosaxitoxin (dcNEO) [8] | | 594 ^b | 2,18 ^b |
| ^a lowest spiked level; mean recovery: 58 % [8] ^b lowest concentration tested ^c lowest concentration tested with a HorRat < 2 [4], [5] | | | |

A quantitative determination of GTX6 (B2) was not included in the first interlaboratory study but several laboratories detected this toxin directly after solid phase extraction with ion-exchange (SPE-COOH) clean-up and reported a mass concentration of 30 µg/kg or higher in certain samples. For that reason, the present method is applicable to quantify GTX6 (B2) directly, depending on the availability of the standard substance. Currently it is possible to determine GTX6 after a hydrolysis of Fraction 2 of the SPE-COOH clean-up, described in 6.4 as NEO. The indirect quantification of GTX6 was validated in two additional interlaboratory studies [7], [8].

A quantitative determination of C3,4 was included in the first interlaboratory study. The present method is applicable to quantify C3,4 directly, depending on the availability of the standard substance.

SS-EN 14526:2017 (E)

If no standard substances are available, C3,4 can only be quantified as GTX1,4 if the same hydrolysis protocol used for GTX6 (6.4) is applied to Fraction 1 of the SPE-COOH clean-up, see [10].

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN ISO 3696, *Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696)*

3 Principle

WARNING — PSP toxins are neurotoxins which can be taken up by inhalation or orally. Therefore, adequate protection measures are to be applied.

Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) toxins are extracted from shellfish tissue homogenate by heating with acetic acid. After centrifugation the supernatant is purified by solid phase extraction (SPE) using a C18 clean-up cartridge. It is analysed by HPLC after oxidation with periodate or peroxide with fluorescence detection. Most toxins (STX, C1,2, GTX5 (B1), dcSTX, GTX2,3 and dcGTX2,3) can be quantified after SPE-C18 clean-up¹⁾.

Oxidation of PSP toxins leads to several reaction products that are separated by reversed phase HPLC and detected by fluorescence detection. The obtained reaction products for PSP toxins after oxidation with peroxide and periodate are listed in Table 2. Additionally, the corresponding chromatograms are shown in Figure 1.

The gonyautoxins GTX2 and GTX3 as well as GTX1 and GTX4 and decarbamoyl gonyautoxins dcGTX2 and dcGTX3 and the N-sulfocarbamoyl-gonyautoxins C1 and C2 as well as C3 and C4 are structural isomers and lead with both oxidation modes to the same reaction products. The amount of structural isomers is determined as sum of both toxins.

STX reacts to a single specific oxidation product regardless of the kind of oxidation reaction (whether peroxide or periodate). The same is valid for GTX2,3 as well as GTX5 (B1) and C1,2. In contrast, dcSTX and dcGTX2,3 produce each two different oxidation products in both oxidation reactions, see also Table 2. The toxin dcNEO is oxidized into two oxidation products only with the periodate oxidation. Each of the toxins NEO, GTX6 (B2), GTX1,4 and C3,4 produce three peaks after periodate oxidation but only the second eluting peak is used for quantification (peroxide oxidation cannot be used for quantification).

Co-occurrence of different PSP toxins in shellfish can influence the analytical results, because some of the PSP toxins can (partially) lead to the same reaction products (see Table 2). So the chromatograms shall be carefully interpreted after a SPE C18 clean-up.

¹⁾ This document is based on a procedure described by Lawrence et al. [4] and was also published as AOAC Official Method 2005.06 [1].

Table 2 — Reaction products after oxidation with periodate and peroxide

| Toxin | Oxidation products and HPLC-eluting order | | Intensity | | Oxidation product at the same retention time as | |
|---|---|------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|
| | peroxide | periodate | peroxide | periodate | peroxide | periodate |
| STX | one | one | ++ | + | NEO ^a {3} ^b | NEO {3}; GTX6 (B2) {3} |
| dc-STX | first {1} | first {1} | ++ | - | | dcNEO {1} |
| | second {2} | second {2} | + | + | NEO ^a {2} | NEO {2}; GTX6 (B2) {2}; dcNEO {2} |
| NEO | no | first {1} | — | + | | GTX6 (B2) {1} |
| | second {2} | second {2} | - | ++ | dcSTX {2} | GTX6 (B2) {2}; dcSTX {2}; dcNEO {2} |
| | third {3} | third {3} | - | + | STX | STX; GTX6 (B2) {3} |
| C1,2 | one | one | ++ | + | | |
| C3,4 | no | first {1} | — | + | | GTX1,4 {1} |
| | no | second {2} | — | ++ | | GTX1,4 {2}; dcGTX2,3 {2} |
| | no | third {3} | — | + | | GTX1,4 {3}; GTX2,3 |
| GTX1,4 | no | first {1} | — | + | | C3,4 {1} |
| | no | second {2} | — | ++ | | C3,4 {2}; dcGTX2,3 {2} |
| | third {3} | third {3} | - | ++ | GTX2,3 | C3,4 {3}; GTX2,3 |
| GTX2,3 | one | one | ++ | ++ | GTX1,4 ^a {3} | C3,4 {3}; GTX1,4 {3} |
| GTX5 (B1) | one | one | ++ | - | | |
| GTX6 (B2) | no | first {1} | — | + | | NEO {1} |
| | no | second {2} | — | ++ | | NEO {2}; dcSTX {2}; dcNEO {2} |
| | no | third {3} | — | - | | NEO {3}; STX |
| dcGTX2,3 | first {1} | first {1} | ++ | + | | |
| | second {2} | second {2} | + | ++ | | C3,4 {2}; GTX1,4 {2} |
| dcNEO | first {1} | first {1} | - | ++ | | dcSTX {1} |
| | second {2} | second {2} | - | + | dcSTX {2} | dcSTX {2}; NEO {2}; GTX6 (B2) {2} |
| Intensity: — not visible | | | | | | |
| - very low | | | | | | |
| + low | | | | | | |
| ++ high | | | | | | |
| ^a High concentration of the indicated toxin may influence the quantification by simulating an increased content. | | | | | | |
| ^b Numbers in curly brackets are the elution order. | | | | | | |