

SVENSK STANDARD

SS-ISO 10981:2011

Fastställt/Approved: 2011-06-14
Publicerad/Published: 2011-07-06
Utgåva/Edition: 1
Språk/Language: engelska/English
ICS: 27.120.30

Kärnbränsle – Bestämning av uran i lösning från upparbetningsanläggning – Vätskekromatografisk metod (ISO 10981:2004, IDT)

Nuclear fuel technology – Determination of uranium in reprocessing-plant dissolver solution – Liquid chromatography method (ISO 10981:2004, IDT)

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via <https://www.sis.se/std-80636>

Standarder får världen att fungera

SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.

Delta och påverka

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om utvecklingen inom din bransch.

Ta del av det färdiga arbetet

Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga. Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.

Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete

Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.

Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.



Standards make the world go round

SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society. They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your organisation.

Take part and have influence

As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity to influence future standards and gain access to early stage information about developments within your field.

Get to know the finished work

We offer our customers everything in connection with standards and their application. You can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards, technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge. We sell them.

Increase understanding and improve perception

With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability in their organisations.

If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00



Den internationella standarden ISO 10981:2004 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av ISO 10981:2004.

The International Standard ISO 10981:2004 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official version of ISO 10981:2004.

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.

© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.

Uppllysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna uppllysningar om svensk och utländsk standard.

Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards.

Denna standard är framtagen av kommittén för Kärnenergi, SIS/TK 405.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

Contents

Page

Foreword.....	iv
1 Scope.....	1
2 Normative references	1
3 Principle	1
4 Reagents	2
5 Apparatus.....	2
6 Procedure.....	3
7 Expression of results.....	3
8 Precision and accuracy	4
9 Interferences.....	4
Annex A (informative) Example of computer output from chromatography package	7

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 10981 was prepared by Technical Committee ISO/TC 85, *Nuclear energy*, Subcommittee SC 5, *Nuclear fuel technology*.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 10981:1993), which has been technically revised.

Nuclear fuel technology — Determination of uranium in reprocessing-plant dissolver solution — Liquid chromatography method

1 Scope

This International Standard specifies an analytical method for determining the uranium concentration between 0,1 g/l and 400 g/l in nitric acid solutions of irradiated fuel from light-water reactors, gas-cooled reactors and fast-breeder reactors. It specifies how interference by nitrite and plutonium ions is prevented. The other constituents of fuel solutions do not interfere.

This method is suitable for process control, but not for accountancy purposes.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 8299:—¹⁾, *Nuclear fuel technology — Determination of isotopic content and elemental uranium and plutonium concentrations of nuclear materials in nitric acid solutions — Thermal-ionization mass spectrometry*

3 Principle

3.1 The sample is diluted in aqueous ascorbic acid solution until the amount of free acid of the nitric solution injected onto the reversed-phase column is lower than 0,1 mol/l in HNO₃ (1 < pH < 3).

NOTE 1 The column is destroyed when the pH of the solution in contact with the stationary phase is either lower than 1 or higher than 9. To avoid any plutonium hydrolysis, the pH of the solution has to be lower than 3. With the procedure described in this International Standard, the sample is diluted sufficiently by the ascorbic acid solution to keep the pH value between 1 and 3. The use of the column within this pH range gives an expected working life of the column of about one year.

NOTE 2 Pu(IV) being strongly retained on the column; its late elution may cause interference between consecutive injections. Ascorbic acid reduces Pu(IV) to Pu(III); this species is rapidly eluted and does not interfere.

Normally, a 1:50 dilution is appropriate for samples from irradiated fuel solutions from light-water reactors, and thus the mass of uranium injected onto the reversed-phase column will range between 2×10^{-3} µg and 10 µg.

3.2 Ion-pair partition chromatography is performed on a grafted silica column, packed with a 5 µm granulometry stationary phase type C1 (i.e. methyl grafted).

NOTE Different types of columns can be used as long as the grafted hydrocarbon is -CH₃ to -C₅H₁₁. The operating conditions reported in this International Standard have been optimized for methyl (C1) or ethyl (C2) columns.

1) To be published. (Revision of ISO 8299:1993)

3.3 The elution of uranium (chromatographic peak) is detected by UV spectrophotometry.

Fixed wavelength detectors with a band-pass filter centered around $\lambda = 254$ nm are widely available and are easy to install in a shielded box. With a variable-wavelength detector, measurements may be performed in the range from 210 nm to 230 nm with greater sensitivity. A UV-visible diode array detector is recommended for peak conformation and to assess peak purity.

3.4 The chromatographic peak area is measured by integration and the result is obtained by comparison with the measurements of standards performed under the same conditions.

4 Reagents

Use only reagents of recognized analytical grade.

All aqueous solutions should be prepared from demineralized water with a resistivity greater than 10 M Ω -cm.

4.1 Acetonitrile (CH₃CN), chromatography grade.

4.2 Cetyltrimethylammonium bromide [C₁₆H₃₃(CH₃)₃NBr] or **cetyltrimethylammonium hydroxide** [C₁₆H₃₃(CH₃)₃NOH].

4.3 Sodium hydrogen sulfate (NaHSO₄).

4.4 Ammonium sulfate [(NH₄)₂SO₄].

4.5 Ascorbic acid solution (C₆H₈O₆), ($c = 5 \times 10^{-2}$ mol/l).

NOTE Ascorbic acid powder is stable. Aqueous solutions oxidize readily with air exposure. Make and use rapidly.

4.6 Trifluoroacetic acid solution (CF₃CO₂H), purity > 99 %, spectrophotometric grade.

4.7 Mobile phase: solution containing 5×10^{-3} mol/l cetyltrimethylammonium bromide (4.2) with 2×10^{-2} mol/l sodium hydrogen sulfate (4.3) and 0,18 mol/l ammonium sulfate (4.4) in an acetonitrile (4.1) water mixture (25 % to 75 % in volume); degassed and with 0,1 % in volume of the trifluoroacetic acid solution (4.6) added before use.

4.8 Uranium reference solutions, at concentrations as close as possible to the concentration of the test sample, containing typically 0,1 g/l to 400 g/l of uranium prepared from certified reference materials.

5 Apparatus

5.1 Usual laboratory equipment, found in a high-activity laboratory analysing solutions containing uranium, plutonium and fission products.

5.2 Polytetrafluoroethylene (PTFE) filters, with a porosity of 0,22 μ m.

5.3 Chromatographic unit, comprising (see Figure 1):

- a high pressure chromatographic pump;
- a four-port injection valve with an internal loop of 1 μ l;
- a chromatographic precolumn with a 3 cm length and a 4,6 mm inside diameter;
- a chromatographic column with a 10 cm length and a 4,6 mm inside diameter;